


SABOT DE FIXATION BOUTEILLE



- Arrimage de bouteille de gaz
- Montage mural
- Adapté pour une bouteille
- En aluminium

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les sabots bouteilles sont destinés à arrimer les bouteilles de gaz comprimés type M20, L33 L50 sur un mur. Particulièrement appréciés dans les laboratoires ou les ateliers adaptés à la présence de bouteilles. Systématiquement utilisés avec centrales et modules.

Conçu pour :

Bouteilles de gaz comprimés L50 et M20

Les + qui font la différence

Sûr et Polyvalent

La sangle d'arrimage permet d'ajuster au mieux le serrage de la bouteille.

S'adapte à toutes les tailles de bouteilles et l'axe de fixation est au choix horizontal ou vertical.


Esthétique et compact

Pas de saillie grâce à sa très faible épaisseur .

Gain de place assuré.

Encombrement

Longueur (L) : 160 mm
Hauteur (H) : 205 mm
Profondeur (D) : 50 mm



Manuel d'emploi

OP


Configuration du modèle

les sabots sont livrés équipés d'une sangle interchangeable et sans vis de fixation.

Produits

Référence	Designation courte	Matière
19176	SABOT DE FIXATION 1 BOUT	Aluminium

Options

	Référence	Désignation longue
	19179	Sangle pour sabot fixe 1 Bouteille B50 ou B20

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
19176	19179	Sangle pour sabot fixe 1 Bouteille B50 ou B20