

# QUICK INERT

## QUICK INERT POLYMERE

Made in France



- Inertage du ciel gazeux de petits récipients
- Protection de produits sensibles à l'oxydation et à l'humidité
- En polymère

Laboratoires et Analyses, Process industriels

### Domaines d'application

Le kit Quick Inert est destiné à inertiser le ciel gazeux de petits récipients de produits sensibles à l'oxygène ou à l'humidité à partir d'une bouteille de gaz. Idéal pour les petits récipients de diverses tailles et les opérations manuelles répétées de prélèvement. Régulièrement utilisé dans les industries et laboratoires.

#### Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz neutres

#### Conçu pour :

Protéger et stocker des produits liquides contre l'oxygène et l'humidité présents dans l'air

### Spécifications

Pression d'utilisation ..... 3 bar  
Analyseur Oxygène inclus : ..... modèle GREISINGER  
G 1690  
Débit réglable jusqu'à : ..... 100 l/min\*  
Bouchon : ..... Polymère

\*Débit nominal en azote à 15°C.

### Les + qui font la différence

**POLYVALENT ET PRET à L'EMPLOI** Un seul équipement pour tous les récipients, s'adapte à des diamètres de col de 20 à 70 mm. Le kit comprend tous les accessoires pour inertiser et contrôler le taux d'oxygène. **PERFORMANT** L'analyseur permet de contrôler la teneur résiduelle en oxygène afin de compléter le juste nécessaire en gaz d'inertage.

#### INFO +


L'argon permet de réduire les quantités de gaz.

# Encombrement

Hauteur (H) : 168 mm

Ø1 : 75 mm

Poids net : 0.4 kg



## Manuel d'emploi

OP 904

## Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord HP selon le type de gaz

## Configuration du modèle

Le kit Quick inert POLYMERE comprend : Une boîte de rangement prévue pour ranger : 1 bouchon POLYMERE conique d'injection, 1 analyseur d'oxygène à cellule électrochimique, 1 flexible spiralé avec gachette un détendeur débitmètre Dynareg 100L/min FOOD avec raccord d'entrée haute pression (serrage à la main) adapté au type de gaz mis en œuvre,

## Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée
213492	KIT COMPLET QUICK INERT POLYMERE TYPE C	N2, Ar	NF C

## Options

	Référence	Désignation longue
	176574	Chariot 1 bouteille 11L ou 20L ou 50L

## Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
213492	202822	Cellule Oxygène de Rechange pour Analyseur QUICK INERT
	209404	Détendeur-Débitmètre DYNAREG N2 100l/min *Entrée NF C *Sortie Olive crantée 4/6 mm*FOOD