

DU 20 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2021

*Fini les détendeurs
qui fuient ou cassés !!!*

Opération Minitop™

**Économisez du temps
et de l'argent avec
les bouteilles à détendeur
intégrés MINITOP™**

Prix de vente
H.T.

Composition du poste de soudage Minitop™

- 1 bouteille MINITOP™ S05 Oxygène (1m³) pleine
- 1 bouteille MINITOP™ S05 Acétylène (0,8m³) pleine
- 1 chariot rétractable
- 1 équipement soudage monté prêt à l'emploi
- 1 manuel d'utilisation

L'équipement comprend :

- 1 Chalumeau soudeur (avec paire d'anti-retours incorporée au manche)
- 2x5m de tuyaux oxygène et acétylène
- 1 clé avec 6 buses (de 40 à 400 l/h)
- 1 allume gaz
- 1 paire de lunette de protection

**50€ remboursés par poste
MINITOP™ acheté !**

→ Demandez vite votre formulaire
de remboursement* ←

*Selon conditions détaillées sur le formulaire,
pour tout poste MINITOP™ acheté entre le
20/09/2021 et le 19/11/2021

 **Air Liquide**