

Les équipements Air Liquide pour l'atomisation et la solidification de liquides riches en matière grasse, avec l'azote liquide



Cryo Cristalliser-M

Pour billes monodisperses



CRYO CRISTALLISER-M	
Taille des sphères	600 - 1200 μm (monodisperse)
Capacité de production	200 kg / heure
Encombrement hors tout (LxIxH)	200 cm x 200 cm x 350 cm
Alimentation électrique	480V, 3 phases, 60 Hz
Poids	1000 kg



Cryo Cristalliser-P

Pour poudres à écoulement libres



CRYO CRISTALLISER-M	
Taille des sphères	60 à 600 μm
Capacité de production	1000 kg / heure
Encombrement hors tout (LxIxH)	310 cm x 200 cm x 310 cm
Alimentation électrique	480V, 3 phases, 60 Hz
Poids	2000 kg